

### DEP : Débit Expiratoire de Pointe en L/mn

MINI WRIGHT et norme NF EN 13 826

### FEMMES de 20 à 80 ANS

2. Age : 25 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	400	416	433	449	466	482	499	515	532	548		
à	320	333	346	359	373	386	399	412	426	438		
de	320	333	346	359	373	386	399	412	426	438		
à	240	250	260	269	280	289	299	309	319	329		
Inf à	240	250	260	269	280	289	299	309	319	329		
5. Age : 40 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	373	389	406	422	439	455	472	488	505	521		
à	298	311	325	338	351	364	378	390	404	417		
de	298	311	325	338	351	364	378	390	404	417		
à	224	233	244	253	263	273	283	293	303	313		
Inf à	224	233	244	253	263	273	283	293	303	313		
8. Age : 55 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	346	362	379	395	412	428	445	461	478	494		
à	277	290	303	316	330	342	356	369	382	395		
de	277	290	303	316	330	342	356	369	382	395		
à	208	217	227	237	247	257	267	277	287	296		
Inf à	208	217	227	237	247	257	267	277	287	296		
11. Age : 70 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	319	335	352	368	385	401	418	434	451	467		
à	255	268	282	294	308	321	334	347	361	374		
de	255	268	282	294	308	321	334	347	361	374		
à	191	201	211	221	231	241	251	260	271	280		
Inf à	191	201	211	221	231	241	251	260	271	280		

### DEP : Débit Expiratoire de Pointe en L/MM

MINI WRIGHT et norme NF EN 13 826

### HOMMES de 20 à 80 ANS

2. Age : 25 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	516	534	552	571	589	608	626	644	663	681		
à	413	427	442	457	471	486	501	515	530	545		
de	413	427	442	457	471	486	501	515	530	545		
à	310	320	331	343	353	365	376	386	398	409		
Inf à	310	320	331	343	353	365	376	386	398	409		
5. Age : 40 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	477	495	514	532	551	569	587	606	624	643		
à	382	396	411	426	441	455	470	485	499	514		
de	382	396	411	426	441	455	470	485	499	514		
à	286	297	308	319	331	341	352	364	374	386		
Inf à	286	297	308	319	331	341	352	364	374	386		
8. Age : 55 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	438	457	475	493	512	530	549	567	585	604		
à	350	366	380	394	410	424	439	454	468	483		
de	350	366	380	394	410	424	439	454	468	483		
à	263	274	285	296	307	318	329	340	351	362		
Inf à	263	274	285	296	307	318	329	340	351	362		
11. Age : 70 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	399	418	436	455	473	492	510	528	547	565		
à	319	334	349	364	378	394	408	422	438	452		
de	319	334	349	364	378	394	408	422	438	452		
à	239	251	262	273	284	295	306	317	328	339		
Inf à	239	251	262	273	284	295	306	317	328	339		

→ de 100 à 80% du DEP THEORIQUE :  
fonctions respiratoires normales ou bien corrigées

→ de 80 à 60% du DEP THEORIQUE:  
consulter un médecin, car instauration ou ajustement  
thérapeutique nécessaire

→ Moins de 60% du DEP THEORIQUE: appel immédiat d'un  
médecin pour mise en place d'un traitement de la crise

3. Age : 30 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	391	407	424	440	457	473	490	506	523	539		
à	313	326	339	352	366	378	392	405	418	431		
de	313	326	339	352	366	378	392	405	418	431		
à	235	244	254	264	274	284	294	304	314	323		
Inf à	235	244	254	264	274	284	294	304	314	323		
6. Age : 45 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	364	380	397	413	430	446	463	479	496	512		
à	291	304	318	330	344	357	370	383	397	410		
de	291	304	318	330	344	357	370	383	397	410		
à	218	228	238	248	258	268	278	287	298	307		
Inf à	218	228	238	248	258	268	278	287	298	307		
9. Age : 60 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	337	353	370	386	403	419	436	452	469	485		
à	270	282	296	309	322	335	349	362	375	388		
de	270	282	296	309	322	335	349	362	375	388		
à	202	212	222	232	242	251	262	271	281	291		
Inf à	202	212	222	232	242	251	262	271	281	291		
12. Age : 75 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	310	326	343	359	376	392	409	425	442	458		
à	248	261	274	287	301	314	327	340	354	366		
de	248	261	274	287	301	314	327	340	354	366		
à	186	196	206	215	226	235	245	255	265	275		
Inf à	186	196	206	215	226	235	245	255	265	275		

### 1. Age : 20 ans

Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	409	425	442	458	475	491	508	524	541	557		
à	327	340	354	366	380	393	406	419	433	446		
de	327	340	354	366	380	393	406	419	433	446		
à	245	255	265	275	285	295	305	314	325	334		

4. Age : 35 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	382	398	415	431	448	464	481	497	514	530		
à	306	318	332	345	358	371	385	398	411	424		
de	306	318	332	345	358	371	385	398	411	424		
à	229	239	249	259	269	278	289	298	308	318		
Inf à	229	239	249	259	269	278	289	298	308	318		
7. Age : 50 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	355	371	388	404	421	437	454	470	487	503		
à	284	297	310	323	337	350	363	376	390	402		
de	284	297	310	323	337	350	363	376	390	402		
à	213	223	233	242	253	262	272	282	292	302		
Inf à	213	223	233	242	253	262	272	282	292	302		
10. Age : 65 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	328	344	361	377	394	410	427	443	460	476		
à	262	275	289	302	315	328	342	354	368	381		
de	262	275	289	302	315	328	342	354	368	381		
à	197	206	217	226	236	246	256	266	276	286		
Inf à	197	206	217	226	236	246	256	266	276	286		
13. Age : 80 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	301	317	334	350	367	383	400	416	433	449		
à	241	254	267	280	294	306	320	333	346	359		
de	241	254	267	280	294	306	320	333	346	359		
à	181	190	200	210	220	230	240	250	260	269		
Inf à	181	190	200	210	220	230	240	250	260	269		

### 1. Age : 20 ans

Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	528	547	565	584	602	621	639	657	676	694		
à	422	438	452	467	482	497	511	526	541	555		
de	422	438	452	467	482	497	511	526	541	555		
à	317	328	339	350	361	373	383	394	406	416		
Inf à	317	328	339	350	361	373	383	394	406	416		
4. Age : 35 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	490	508	527	545	563	582	600	619	637	656		
à	392	406	422	436	450	466	480	495	510	525		
de	392	406	422	436	450	466	480	495	510	525		
à	294	305	316	327	338	349	360	371	382	394		
Inf à	294	305	316	327	338	349	360	371	382	394		
7. Age : 50 ans												
Taille	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
de	451	469	488	506	525	543	562	580	598	617	</	