

Oxymetre de pouls portatif PC-66B

PC-66B Handheld Pulse Oximeter



- Surveillance SpO₂, PI (indice de perfusion), pléthysmogramme, PR (fréquence pouls)
- Sondes SpO₂ pour adulte, enfant et nouveau-né
- Léger, compact, facile à transporter
- Stockage des données SpO₂ jusqu'à 384 h
- Écran couleur
- Batterie lithium intégrée rechargeable
- Fonction d'alerte sonore et visuelle disponible
- Limite d'alarme et niveau de tonalité réglables
- Transmission des données au PC
- Mode d'économie d'énergie disponible
- Technologie MoveOxy™ avec élimination des artefacts et performance anti-mouvement

CARACTERISTIQUES

SpO₂		Alimentation	Piles AA ou batterie au lithium
Technique	Double longueur d'onde LED		
Plage de mesures	35% ~ 100%	Connexion	Câble USB avec adaptateur
Précision de mesure	± 2% (Plage de 70% à 100%)		
Fréquence de pouls		Dimensions	145 x 74 x 29 mm
Plage de mesures	30 bpm ~ 250 bpm		
Précision de mesure	± 2bpm ou ± 2%	Poids	210 g
Index de perfusion - plage		Téléchargement données	Cable USB
Stockage des données			
Jusqu'à 384 heures		Environnement de travail	
Ecran		Température	5°C ~ 40°C
Ecran TFT 2.2		Humidité	30% ~ 80%



Capteur adulte



Capteur adulte souple



Capteur pédiatrique



Capteur pédiatrique souple



Capteur nourrisson