




Référence incontestable, le peak flow Mini-Wright offre une précision jamais égalée dans la mesure du DEP de par un calibrage individuel qui lui assure une excellente reproductibilité. Dispositif le plus utilisé et le plus appréciés des professionnels de santé, il peut également être prescrit aux patients.

Deux modèles sont proposés :

Modèle standard : Mesure les débits entre 60 et 800 L/min. Convient aux patients de plus de 6 ans.

Modèle enfant : Spécifique pour enfants ou faibles débits expiratoires allant de 30 à 400 L/min. Un moulin incitatif et ludique facilite la mesure chez les tous petits.



L'AIRZONE est très apprécié des patients pour sa petite taille et sa poignée très pratique.

Des curseurs de couleurs verte, jaune, rouge, constituent une aide visuelle pour le patient qui situe immédiatement l'état de son souffle.

Un seul modèle pour adultes et enfants, de 60 à 800 l/mn.

Petit diamètre adapté aux embouts jetables enfants (Ø 20 mm)

Outre une très bonne précision, l'AIRZONE offre une excellente reproductibilité grâce à un étalonnage individuel.



	MINI-WRIGHT STANDARD	MINI-WRIGHT ENFANT	AIRZONE
CODE EAN	3401070330726	3401070330894	3401043577622
CODE LPP	6171814	6171814	6171814
REMBOURSEMENT	22,87 €		

Zone verte	80 % < DEP < 100%
Zone jaune	50% < DEP < 80%
Zone rouge	DEP < 50%

Les embouts

Chaque peak flow est livré avec un embout en plastique.

Pour une utilisation professionnelle, il est possible d'utiliser des embouts en carton double voie ou à valve anti-retour expiratoire afin d'éviter les contaminations croisées.



Embouts double voie Ø 28 mm pour peak flow standard



Embouts double voie Ø 20 mm pour peak flow enfant et AIRZONE



Embouts à valve anti-retour Ø 28 mm pour peak flow EXPIRATOIRE standard. Peut être muni d'un adaptateur pour utilisation par des enfants.