

VOLDYNE, spiromètres incitatifs volumétriques

Les spiromètres incitatifs volumétriques Voldyne Hudson RCI permettent un entraînement positif à la respiration profonde pour les patients adultes (Voldyne 4000) et pédiatriques (Voldyne 2500. Pour les plus de 5 ans).

Ces dispositifs sont monopatients et peuvent être utilisés en milieu hospitalier comme au domicile.

*Dispositifs marqué CE
Classe I
Non stériles*



- Spiromètres incitatifs volumétriques avec embout buccal et tubulure
- Disponible en deux versions (2500mL et 4000mL) pour répondre aussi bien aux faibles volumes qu'aux grands volumes respiratoires
- Design compact et économique avec poignée de préhension
- Graduations visibles sur les 2 faces
- Sans latex
- Valve anti-retour pour éviter d'expirer dans le dispositif
- Poignée facilitant la bonne position lors du traitement
- Dispositif patient unique

L'utilisation des spiromètres incitatifs doit se faire sous le contrôle du médecin ou du kinésithérapeute